

ظرفیت خروجی تقریبی دستگاه های رنگ آمیزی نسل جدید

FS-9-25، FS-16-COMBO و FS-16-HISTO برای متد های مختلف

هیستولوژی متد هماتوکسیلین-اُوزین	سیتولوژی متد پاپانیکولائو	میکروبیولوژی متد اورامین-رودامین	میکروبیولوژی متد زیل-نیلسون	میکروبیولوژی متد گرم	هماتولوژی متد پاپنهايم	متد		دستگاه
						ظرفیت*	لام**	
توصیه نمی شود	توصیه نمی شود	توصیه نمی شود	75	175	150	ظرفیت*	FS-9-25	
-	-	-	۷۵ (۳ رکی)	۷۵ (۳ رکی)	۱۰۰ (۴ رکی)	لام**		
تا ۱۵۰	تا ۱۵۰	توصیه نمی شود	توصیه نمی شود	توصیه نمی شود	توصیه نمی شود	ظرفیت*	FS-16-HISTO	
۷۵ (۳ رکی)	۷۵ (۳ رکی)	-	-	-	-	لام**		
تا ۱۰۰	تا ۱۵۰ *****	۵۰ در ۱.۵ ساعت *****	۱۰۰ *****	۲۵۰ *****	۲۰۰ ***	ظرفیت*	FS-16-COMBO	
۲۵ (۱ رکی)	۵۰ (۲ رکی)	۵۰ (۲ رکی) *****	۲۵۰ (۱۰ رکی) *****	۲۵۰ (۱۰ رکی) *****	۲۷۵ (۱۱ رکی) ***	لام**		

\*- حداکثر ظرفیت خروجی، نمونه های رنگ شده در ساعت.

\*- حداکثر تعداد لام ها، که میتوان به صورت همزمان در داخل دستگاه گذاشت.

\*\*\*- با قرار دادن ۲ وان با محلول تحت متد گیمسا

\*\*\*- هنگام کار با متد توصیه شده توسط کارخانه

\*\*\*- با قرار دادن ۲ وان حاوی فوکسین

\*\*\*- با قرار دادن ۲ وان حاوی اورامین-رودامین و دو رک همزمان در ورودی

\*\*\*- امکان استفاده ترکیبی وجود دارد که در آن میتوان رنگ ها و معرف های متد رنگ آمیزی پاپانیکولائو و رنگ ها و معرف های متد رنگ آمیزی رومانوفسکی (روش پاپنهایم) را به طور همزمان انجام داد. در این صورت در هر ساعت ۷۵ نمونه رومانوفسکی و ۱۰۰ نمونه پاپانیکولائو رنگ خواهد شد. تعداد لام های پردازش همزمان ۲۵ عدد.

Версия 1.8 от 31.03.2023 г.



ООО ЭМКО, ООО МЛТ, 129626, Москва, Рижский проезд, 3  
тел. (495) 287-81-00; www.emco.ru; E-mail: 2878100@mail.ru



شرکت EMCO LLC، شرکت MLT LLC، ۱۲۹۶۲۶، روسیه، مسکو، گذرگاه ریژسکی، پلاک ۳

ارتباط در روسیه: تلفن: +7 (495) 287-81-00، سایت: www.emco.ru، ایمیل: 2878100@mail.ru

راه های ارتباطی در ایران:

شماره تماس: + 98 26 3421 42 44

ایمیل: [mltparsia@gmail.com](mailto:mltparsia@gmail.com)

سایت رسمی شرکت در ایران: [www.mlt-parsia.com](http://www.mlt-parsia.com)

آدرس: ایران- استان البرز شهر کرج، گوهردشت، بلوار شهید مطهری پلاک ۸۵۶ طبقه ۳ واحد ۶